

横浜小鳥の病院 海老沢 和荘

病院概要：住所 神奈川県横浜市神奈川区子安通1-2-10
電話 045-453-3010
開業 1997年4月
特色 鳥類、うさぎ、げっ歯類の専門病院です。

獣医師紹介：院長 海老沢 和荘 昭和46年生まれ
日本大学卒

設備概要：X線、超音波、血液検査機器

外科用機器：半導体レーザー、炭酸ガスレーザー、超音波メス、電気メス



レーザー治療に関して

- ① 導入時期：2006年11月
- ② よく使用する臨床内容と医学的評価、オーナー評価
 - ・手術時の凝固・切断
 - ・ハンドピースによる疼痛緩和
 - ・ハイパーサーミア特にレーザーメスとしての使用頻度が高く、小型鳥類の無血手術には最も適しています。狭い術野での体腔内手術でも使用することができ、今ではこの機器なしでの手術は考えられません。
オーナーの評価としては、ハンドピースによる疼痛緩和でよい評価を得ています。特にウサギでの効果が高くみられます。
- ③ 使用頻度：週10例程度
- ④ 印象的な症例
筋肉に固着した扁平上皮癌に対するハイパーサーミアにより完治したオオハシ。
- ⑤ 今後のテーマ
鳥の自咬部位への照射で疼痛緩和を行い、自咬症の改善に役立てたい。
- ⑥ 他のユーザーへのコメント
鳥類やエキゾチック動物の診療を行う先生には、特にお勧めしたい製品です。出血リスクの軽減、手術時間の短縮に大いに役立ちます。また摘出できない腫瘍に対してのハイパーサーミアや照射による疼痛緩和なども非常に効果的ですので、導入コスト以上の働きをしてくれると思います。