



動物用マルチ生体モニタ AM6100



AM6100は、動物のマルチパラメータモニターで、サイズが小さく軽量（240g）です。シンプルでポータブルなデザイン、ワンボタン設計により便利な操作が可能です。この製品は動物病院での手術前後の様々な動物生理学的パラメータ：ECG（心電図）、HR（心拍数）、NIBP（非侵襲的血压）、SpO2（動脈血酸素飽和度）、PR（脈拍数）、TEMP（体温）を監視することができます。

型 式：AM-6100

測定項目：心電図、心拍数（15～300bpm ±1bpm）、血压（静圧±4mmHg）、SpO2（35%～100% ±1～2%）、呼吸（0～100bpm ±1bpm）、体温（20～50°C ±0.2°C）

血压測定：収縮期血压 = 30～255mmHg、拡張期血压 = 15～220mmHg

サイズ：145 x 85 x 37 mm

重 さ：240 g

内臓バッテリー：3.7V、1800mAh リチウム電池

ACアダプタ：入力 AC 100-240V ~ 200mA、出力 DC5V 1A

※本器はBluetooth機能を備えていますが、日本国内での技術基準適合証明が未取得のため、電波法上使用することは出来ません。

動物用医療機器届出番号：5動薬第137号

一般的名称：多項目モニタ

販 売 名：小動物用生体マルチモニタ AM-6100

製造販売業者：株式会社ムラコメディカル(現：株式会社MFCメディカル)



レーザー医療の可能性を世界に

飛鳥メディカル株式会社

〒610-0332

京都府京田辺市興戸地藏谷1番地 D-egg 2階

TEL：0774-65-2233 HP:www.asuka-med.com

