

獣医外科を拓く新たなアイテム

FM-105HS/FASMEDO

ワイヤレスヘッドライトカメラセット

**オートフォーカス撮影による高画質画像をワイヤレスでスマートデバイスに送信
簡便な再生・録画が可能**

- * コンパクトで軽量。
- * 執刀医の目線上にカメラとLEDライトが取り付けられており、オートフォーカスで撮影された高画質動画/静止画をワイヤレスでPC、タブレット、スマートフォンなどに送信し、再生・録画できます。
- * フットペダルで動画と静止画の録画切り替えができます。
- * 長時間撮影を可能にしました(内蔵バッテリー持続時間は2～5時間)。

執刀医の術野をリアルタイムで外部出力

- * Wi-Fi環境下であれば、遠隔でもスマートデバイスでカメラ映像を閲覧できます。
- * スマートデバイスからHDMI接続も可能ですので、執刀医の術野を手術スタッフに共有でき、効率の良い安全な手術をサポートします。
- * 手術室内での外科手技教育を支援します。

学会発表、教育研修をサポート

- * 動画をPCなどにダウンロードしてアーカイブ化。学会発表用、教材などとして幅広く活用できます。



FM-105HS/FASMEDO
ワイヤレスヘッドライトカメラセット

FASMEDO ワイヤレスヘッドライトカメラセット

スマートデバイス

手術室

外部モニター



FM-105HS/FASMEDO
ワイヤレスヘッドライトカメラセット



Wi-Fi で動画を共有



HDMI
接続



【セット内容】

クイックスタートガイド：1冊 / フットスイッチペダル+専用ケーブル：1本
FM-105HS 本体：1台 / 18650 バッテリー：2本（1本は予備用） / ベルト付き前面固定ホルダー：1個
バッテリー充電器：1台 / Type-C ケーブル：1本 / レザーカバー：2個
専用ケース寸法（W×H×D）37cm×13cm×25cm



【製品仕様】

本体寸法（W×H×D）	36cm×10cm×15cm
本体重量	250g（内蔵バッテリー含む）
メモリ容量	128GB
バッテリー仕様	3350mAh, 3.7V リチウムイオン 18650
バッテリー持続時間	2～5時間 ※市販バッテリーとの接続により最大約10時間連続使用が可能
Wi-Fi 標準規格	802.11b/g/n
Bluetooth バージョン	Bluetooth4.0（LE）対応
USB ポート	USB Type-C 対応（FM-105HS 本体、フットスイッチペダル）、 Micro USB Type-B 対応（バッテリー充電器）
保存フォーマット	動画：Mpeg-4 形式 / 静止画：Jpeg 形式
カメラ解像度	Full HD：1,920×1,080 / HD：1,280×720
カメラ拡大倍率	視野角：10°（6倍）、19°（3倍）、28°（2倍）
LED ライトの明るさ	6,000Lux, 13,000Lux, 25,000Lux
オートフォーカスレンジ	5cm～30cm
録音データ形式	AAC 形式

備考

- ・LED ライトとカメラを同軸に固定可能
- ・スナップショット画像撮影機能
- ・スマートフォン、タブレット、PC に専用アプリケーションをダウンロードし、ライブ動画共有が可能
※専用アプリケーション推奨 OS：Windows 10（64-bit）、iOS 9.0 以上
- ・リモート配信機能

法第二条第四項適用外

販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

エンフェイト事業部

<http://enfatehealthcare.com>

〒160-0018 東京都新宿区須賀町3番地 マリールイズビル1F

TEL：03-5341-4516 FAX：03-5341-4517



取扱説明書はこちら



販売代理店

飛鳥メディカル株式会社

〒610-0332 京都府京田辺市興戸地藏谷1番地 D-egg2F

TEL：0774-65-2233 FAX：0774-65-2288

www.asuka-med.com