

動物用ポータブル超音波診断装置

SonoMe *Vet* (ソノミー Vet)

- ✓ 小型で軽量、1回の充電で長時間使用可能な、高性能のポータブル・エコー
- ✓ あらゆるニーズや予算に対応できる8種類のユニット



軽量で優れたポータビリティ

- ・WiFiモジュール搭載、200～250 gの軽量ユニット

操作が簡単

- ・操作ガイド表示機能つき
- ・シンプルなメニュー画面
- ・バーチャルキーボード表示

画像の最適化

- ・ゲイン、TGC、フォーカス、ハーモニック、リジェクト、デプス(深度)、ダイナミックレンジ
- ・カラーモード：PRFおよびWF

動物専用のモバイルアプリ

測定モード・項目

- ・B、C、PDIモード：長さ、面積、円周、角度、軌跡
- ・Mモード：心拍数、時間、距離
- ・PWモード：速度、心拍数、S/D、デプス(深度)

あらゆる大きさの動物に対応

- ・小：2 kg以上、中：約50 kg以下、大：50 kg以上(体重はあくまで目安の一つです)

製品	サイズ (mm)	重さ (g)	プローブタイプ		連続使用 時間	モード	周波数 (Mhz)	エレメント (ele)	動物の 大きさ*
			コンベックス	リニア					
 5CB	157× 67×29	250	○		3.5時間	モノクロ	3.2～5	128	小/中/大
 10LB		200		○		モノクロ	7.5～10	128	小/中
 5C		250	○			モノクロ/ カラー	3.2～5	128	小/中/大
 10L		200		○		モノクロ/ カラー	7.5～10	128	小/中
 14L		200		○		モノクロ/ カラー	10～14	128	小/中
 H5C	160× 70×23	250	○		5時間	モノクロ/ カラー	3.2～5	192	小/中/大
 H10L		200		○		モノクロ/ カラー	7.5～10	192	小/中
 H5C10L	159× 69×29	250	○	○	2.5時間	モノクロ/ カラー	C: 3.2～5 L: 7.5～10	192	小/中/大

*小：2 kg以上、中：約50 kg以下、大：50 kg以上(体重はあくまで目安の一つです)

モバイルアプリ



- 動物専用のモバイルアプリ
- 操作が簡単
単一の画面とシンプルなメニューで、操作をすぐに習得できます
- 画像の最適化、測定、注釈追加などに便利
- データの保存および閲覧が可能
お手持ちのモバイル・デバイスで直接データを管理(JPGおよびMP4形式にて保存)
- iOS及びAndroid OSに対応
(*iOS 8.0、またはAndroid 10.0以上。使用可能なタブレットの種類については、他にも仕様上の制約がございます)

動物医療機器製造販売届け出番号：5 動薬第1281号



製造販売業

Koutec, Inc.
コウテック株式会社

〒356-0041 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ舞 1-2-13
TEL049-263-6273 FAX049-265-3368



販売元

JSS 株式会社ジェイ エス エス

エンフェイト事業部

http://enfatehealthcare.com

〒160-0018 東京都新宿区須賀町 3 番地 マリールビル 1 F

TEL : 03-5341-1416 FAX : 03-5341-4517



販売代理店

飛鳥メディカル株式会社

〒610-0332 京都府京田辺市興戸地蔵谷1番地 D-egg2F

TEL: 0774-65-2233 FAX: 0774-65-2288

www.asuka-med.com

SM24.4 ②